


AVENT[®]

Naturally

Breast Milk Storage Kit



GB

- ◆ DO NOT store more than 170ml/6oz of breast milk per bag as the milk expands slightly when frozen.
- ◆ Defrost breast milk in the refrigerator overnight or under warm running water (NEVER HOT WATER) or in the AVENT Bottle Warmer on a low setting.
- ◆ NEVER REFREEZE BREAST MILK.
- ◆ DO NOT sterilise the bottle bags – they are pre-sterilised.
- ◆ NEVER fill the bags with hot liquids or heat in the microwave.
- ◆ Failure to follow these instructions may cause the bottle bags to burst and cause injury.
- ◆ Keep bags out of the reach of children.

F

- ◆ N'excédez PAS 170ml de lait maternel par sachet car son volume se dilate légèrement à la congélation.
- ◆ Le lait maternel congelé se décongèle soit une nuit au réfrigérateur, soit à l'eau tiède, soit dans un chauffe-biberon AVENT, température minimum.
- ◆ NE JAMAIS RECONGELER LE LAIT MATERNEL.
- ◆ NE stérilisez PAS les sachets. Ils sont pré-stérilisés.
- ◆ Ne versez jamais de liquide chaud dans les sachets. Ne réchauffez jamais un biberon à sachets au micro-ondes. Ils éclateraient.
- ◆ Ne les laissez pas à portée de petits enfants.

D

- ◆ Frieren Sie niemals mehr als 170ml Muttermilch ein, da sich diese im gefrorenen Zustand etwas ausdehnt.
- ◆ Tauen Sie die im Flaschenbeutel gefrorene Muttermilch über Nacht im Kühlschrank, unter warmem fließendem – niemals heißem – Wasser oder im AVENT Babykost- und Flaschenwärmer (niedrigste Einstellung) auf.
- ◆ FRIEREN SIE MUTTERMILCH NACH DEM AUFTAUEN NICHT WIEDER EIN.
- ◆ Sterilisieren Sie die Flaschenbeutel nicht – sie sind bereits sterilisiert.
- ◆ Füllen Sie die Flaschenbeutel niemals mit heißen Flüssigkeiten, und erhitzen Sie sie nicht in der Mikrowelle.
- ◆ Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Platzen der Flaschenbeutel führen und so Verletzungen verursachen.
- ◆ Bewahren Sie die Flaschenbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

NL

- ◆ Vul de flessenzakjes met NIET MEER dan 170ml/6oz moedermelk, omdat de melk tijdens het invriezen een beetje uitzet.
- ◆ Laat bevroren moedermelk ontdooien in de koelkast. Verwarm de ontdooide melk langzaam in warm water of in de flesverwarmer van AVENT, in de laagste stand.
- ◆ VRIES ONTDOOIDE MELK NOOIT VOOR DE TWEDE KEER IN.
- ◆ Nooit de flessenzakjes steriliseren – deze zijn al steril.
- ◆ Vul de zakjes nooit met hete vloeistof en warm ze nooit in de magnetron op!
- ◆ Door het niet volgens van deze instructies kunnen flessenzakjes scheuren en verwonding veroorzaken.
- ◆ Houd de zakjes buiten het bereik van kinderen.

N

- ◆ Oppbevar ikke mer enn 170ml. melk i posen, da melken utvider seg når den fryses.
- ◆ Tin opp melken i posen i kjøleskapet over natten, eller under rennende varmt vann. (IKKE KOKENDE VANN) eller på lav temperatur i AVENT flaskevarmer.
- ◆ FRY S IKKE OPPTINT MELK IGJEN.
- ◆ Steriliser ikke posene, de er sterilisert på forhånd.
- ◆ Fyll aldri posen med varm væske eller varm den i mikrobølgeovnen.
- ◆ Følges ikke instruksjonene kan posen sprekke og forårsake skade.
- ◆ Oppbevar posene utilgjengelig for barn.

E

- ◆ No guardar más de 170ml. de leche materna por bolsa, debido a que la leche se expande ligeramente cuando se congela.
- ◆ Dejar descongelar la leche en la nevera durante la noche o bajo un chorro de agua templada (nunca con agua caliente) o bien en el calentador de biberones AVENT en la posición más baja.
- ◆ NO VOLVER A CONGELAR LA LECHE MATERNA UNA VEZ DESCONGELADA.
- ◆ No es necesario esterilizar las bolsas. Vienen ya esterilizadas.
- ◆ No llenar las bolsas con líquidos calientes o calentar en el microondas.
- ◆ De no seguir con cuidado estas instrucciones puede originar una rotura brusca y causar daños.
- ◆ Mantener las bolsas fuera del alcance de los niños.

P

- ◆ Não guarde mais de 170ml de leite materno por saco uma vez que o leite aumenta de volume quando congelado.
- ◆ Descongele o leite materno no frigorífico e durante a noite ou debaixo de água quente corrente (nunca em água a ferver) ou também no aquecedor de biberões AVENT na posição de mais baixa temperatura.
- ◆ NUNCA VOLTE A CONGELAR O LEITE MATERNO.
- ◆ Não esterilize os sacos – eles já estão pré-esterilizados.
- ◆ Nunca encha os sacos com líquidos quentes e não aqueça no micro-ondas.
- ◆ Qualquer alteração destas instruções pode fazer com que os sacos rebentem e causar danos.
- ◆ Mantenha os sacos afastados das crianças.

I

- ◆ Non conservare più di 170ml di latte materno nei sacchetti poiché il latte si espande leggermente quando congelato.
- ◆ Scongela il latte materno nel frigo durante la notte o sotto acqua corrente tiepida (mai acqua calda) o nello scaldabiberon AVENT a minima temperatura.
- ◆ MAI RICONGELARE IL LATTE MATERNO.
- ◆ Non sterilizzare i sacchetti – sono pre-sterilizzati.
- ◆ Mai riempire i sacchetti con liquidi caldi o riscaldare nel forno a micro-onde.
- ◆ L'incorretto uso di queste istruzioni può comportare la rottura dei sacchetti e possibili danni.
- ◆ Mantenerne i sacchetti lontano dalla portata dei bambini.

For further information on our full range of high quality breast and bottle feeding accessories call **FREE on 0800 289064**

EN FRANCE...Si vous avez besoin de pièces de rechange, de renseignements, ou si vous voulez consulter notre catalogue, appelez notre:

Numéro Vert:
0800 90 81 54

Wenn Sie mehr über die AVENT-Produkte wissen möchten, rufen Sie uns an:

Deutschland:
0800 180 81 74
(gebührenfrei)

Österreich: 01/865 1900
Schweiz: 056 266 5656

Heeft U verder nog vragen? Belt U ons dan:

Nederland:
0900 101 10 15
a. 55 cent per minuut

Belgium: 09 259 1050

For ytterligere informasjon om våre kvalitetsprodukter, ring vår kundeservice på **telefon 32 85 71 00**

EN ESPAÑA...Para consultas acerca de nuestros productos o para conseguir nuestro catálogo:

llame gratis al
900 97 44 35

EN PORTUGAL...Se quiser receber o nosso catálogo grátis, se tiver dificuldades em comprar os nossos produtos, por favor telefone-nos:

(01) 3958798

IN ITALIA...Per informazioni sulla nostra linea di prodotti e per ricevere gratuitamente il nostro catalogo:

chiamate al NUMERO VERDE
800-790502